

Uw systeem leren kennen

OneTouch® Verio® Teststrip

Door het specifieke ontwerp mag u het bloed op elk van beide zijden van de teststrip opbrengen.

Dit is de enige soort teststrip die werkt in combinatie met uw OneTouch® Verio® meter.

OneTouch® Verio® Meter

Op het grote scherm kunt u uw resultaten gemakkelijk bekijken.

Met de kleurgecodeerde bereikindicator begrijpt u uw resultaten beter.

De knoppen aan de zijkant maken het gebruiksvriendelijker.

OneTouch® Delica™ Prikpen

Ontworpen voor comfortabeler testen

Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.

0800-15325 (België).

www.lifescan.be




Symbolen op het scherm

- Hoge Trend
- Lage Trend
- Boven het bereik
- Binnen het bereik
- Onder het bereik
- Controlevloeistof

Knoppen aan de zijkant

- Houd deze ingedrukt om de meter in- of uit te schakelen; kort indrukken om een selectie te bevestigen.
- Scroll omhoog door de opties op het scherm
- Scroll omlaag door de opties op het scherm
- Kort indrukken om terug te keren, ingedrukt houden om naar het hoofdmenu te gaan

Begin met testen



Plaats een teststrip en wacht tot op het scherm **Bloed opbrengen** verschijnt. Neem een druppel bloed af en breng deze aan op één van beide zijden van de teststrip.


Wacht tot de meter aftelt en uw glucoseresultaat weergeeft.



Er verschijnen automatisch meldingen die de resultaten aan u verklaren. Uw **Gemiddelde over 7 dagen** verschijnt automatisch wanneer u in de afgelopen 7 dagen twee of meer tests heeft uitgevoerd.

Weet of u binnen of buiten het bereik zit.

- Boven het bereik
- Binnen het bereik
- Onder het bereik




Melding 'Behandel laag resultaat'

Er verschijnen een gekleurde punt en een melding onder uw resultaten die u laten weten of u binnen, onder of boven de grenzen van uw bereik zit. De grenzen van uw bereik stelt u zelf in op de meter.

Wanneer uw resultaat onder de laagste bereiksgrens zit, dan zal de meter aangeven dat u dit moet behandelen en daarna nogmaals testen.


Snelle tips: Binnen het bereik resultaten

- 4 typen meldingen voor **Binnen het bereik** geven het aan als u goed zit.
 - Melding **Binnen het bereik**
 - Melding **Binnen het bereik / Gemiddelde over 7 dagen**
 - 2 soorten voortgangsnotities voor prestatie en consistentie
- Identificeer de dingen die goed gaan en ga door met deze goede gewoontes.
- Ga na hoe uw eetgewoonten (zoals het soort eten, de hoeveelheid eten of uw regelmaat van eten) uw vermogen kunnen beïnvloeden om te blijven **Binnen het bereik**.
- Ga na hoe de hoeveelheid fysieke inspanning uw glucosewaarden kan beïnvloeden.




Snelle tips: Lage & Hoge resultaten

- Onder het bereik -meldingen laten het u weten als u onder uw laagste bereiksgrens zit. **Lage Trend**-meldingen laten het u weten als dit consistent gebeurt.
- Kan het zijn dat een verandering in uw eetgewoonten (bijv. een maaltijd overgeslagen) of een toename van activiteiten hiervan de oorzaak is?
- Boven het bereik -meldingen laten het u weten als u boven uw hoogste bereiksgrens zit. **Hoge Trend**-meldingen laten het u weten als dit consistent gebeurt.
- Kan het zijn dat een verandering in uw eetgewoonten (bijv. teveel koolhydraten) of een afname van activiteiten hiervan de oorzaak is?




Weet wanneer u voortgang boekt.



Consistentiemelding

Een Consistentiemelding laat u weten hoe vaak de laatste paar resultaten van de afgelopen 7 dagen binnen uw bereik waren.

OPMERKING: De Voortgangsnotitie (Consistentie en Prestatie) melding dient ingeschakeld te zijn om deze meldingen te laten verschijnen.



Prestatiemelding

Een Prestatiemelding laat het u weten wanneer uw huidige resultaat binnen uw bereik valt nadat u drie of meer resultaten heeft gehad die boven de hoogste bereiksgrens vielen.

Weet wanneer u een trend heeft ontwikkeld.



Hoge trendmelding

Hoge Trend -meldingen laten het u weten wanneer uw resultaten consistent boven uw hoogste bereiksgrens zijn op hetzelfde moment van de dag.

OPMERKING: De trendmeldingen dienen ingeschakeld te zijn om deze melding te laten verschijnen.



Lage trendmelding

Lage Trend -meldingen laten het u weten wanneer uw resultaten consistent onder uw laagste bereiksgrens zijn op hetzelfde moment van de dag.

Ken uw glucosegeschiedenis

Resultatenlog		mg/dL
30 apr 11:52	182	
29 apr 22:45	98	
29 apr 7:30	115	
28 apr 10:12	444	

Bekijk uw individuele glucoseresultaten op het **Resultatenlogboek** -scherm.

LifeScan Europe
Division of Cilag
GmbH International
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Gemiddelden		mg/dL
7 dagen	57 resultaten	115
14 dagen	133 resultaten	160
30 dagen	242 resultaten	190
90 dagen	500 resultaten	130

Controleer uw glucosegemiddelen over diverse tijdsperioden op het **Gemiddelden** -scherm.

Inhoud opgenomen in één of meerdere van de volgende VS-patenten: 6,179,979, 6,193,873, 6,284,125, 6,716,577, 6,749,887, 6,797,150, 6,863,801, 6,872,298, 7,045,046, 7,498,132, en 7,846,312. Het gebruik van het hier beschreven systeem wordt beschermd door één of meerdere van de volgende VS-patenten: 6,413,410, 6,890,421, 8,163,162, 7,749,371.

CE 0344 Rev. datum: 01/2013 © 2013 LifeScan, Inc.



Het OneTouch® Verio® Systeem



Automatisch meer informatie ontvangen*

*Meer dan zomaar een getal



AW 06801301A