

## De OneTouch Select Plus Flex® bloedglucosemeter

- ✓ Gemakkelijk in te stellen, eenvoudig in gebruik\*
- ✓ De ColourSure® Kleurenbereikindicator helpt om bloedglucoseresultaten beter te begrijpen
- ✓ Een compact design, zodat de meter gemakkelijk is om mee te nemen
- ✓ Kan helpen om betere beslissingen te nemen bij het diabetesmanagement

De voorafingestelde bereikgrenzen kunnen aangepast worden volgens uw persoonlijke noden\*\*\*

De voorafingestelde bereikgrenzen op uw bloedglucosemeter zijn:



Ondergrens  
70mg/dL



Bovengrens  
180mg/dL

Deze twee bereikgrenzen worden toegepast op alle resultaten zonder onderscheid te maken tussen resultaten vóór of na de maaltijd.

\* Voor meer informatie, en voor ieder gebruik, gelieve de gebruikershandleiding te raadplegen.

\*\* Beslissingen over de behandeling moeten genomen worden op basis van numerieke resultaten en de aanbevelingen van een professionele zorgverlener.

\*\*\* Bespreek met uw professionele zorgverlener welke doelbereiken voor u geschikt zijn.

## De OneTouch Reveal® mobiele app maakt het managen van diabetes gemakkelijker



Download de OneTouch Reveal® mobiele app gratis



contact@onetouch.be



0800 15325

\* Apple, App Store en het Apple Logo zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de V.S. en andere landen. Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC. Het Bluetooth® woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van deze merken door LifeScan Scotland Ltd. en zijn gelieerde ondernemingen is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

©2023 LifeScan IP Holdings LLC, BE-SPX-2300001

**ONETOUCH®**



# Resultaten vereenvoudigd

De OneTouch Select Plus Flex® meter zet cijfers om in **kleuren** om te helpen ze gemakkelijk te begrijpen.

**ONETOUCH®**



ColourSure®  
TECHNOLOGY

## De OneTouch Select Plus Flex® bloedglucosemeter

De ColourSure® 3 kleuren bereikindicator helpt u om begrijpen wanneer resultaten laag, hoog of binnen bereik zijn.\*



Blauw geeft aan dat uw resultaat **laag** is



Groen geeft aan dat uw resultaat **binnen bereik** is



Rood geeft aan dat u **hoog** bent

Beslissingen over de behandeling moeten genomen worden op basis van numerieke resultaten en de aanbevelingen van een professionele zorgverlener

## ... Zodat u snel verder kunt



Stop met raden  
naar uw resultaten zodat u snel  
verder kan met uw dagelijks leven.

### Test eenvoudig in 2 stappen:



#### Stap 1

Voer een teststrip in



#### Stap 2

Breng de  
bloeddruipel aan



5 Sec.



#### Stap 3

Nauwkeurige resultaten  
in enkele seconden

Vraag uw professionele zorgverlener naar meer informatie over de OneTouch Select Plus Flex® bloedglucosemeter

## Werkt met OneTouch Select® Plus teststrips



Snelle, accurate resultaten  
na gemiddeld 5 seconden



Voldoet aan de  
EN ISO 15197:2015 standaard  
voor accuraatheid\*



Past automatisch aan  
op natuurlijke rode  
bloedcelvariaties, zodat  
u zeker kunt zijn van uw  
resultaat bij iedere test

\* EN ISO15197:2015 In vitro diagnostische testsystemen - Vereisten voor bloedglucose monitoring systeem voor zelftesten bij het managen van diabetes mellitus. (ISO 15197:2013).