

Overzicht van onderdelen voor Medela borstkolven

Wijzigingen of drukfouten voorbehouden

Inhoudsopgave

	pagina
• <u>Symphony afkolfset enkel en dubbel</u>	3
• <u>Harmony – handkolf</u>	4
• <u>Swing – enkelzijdige elektrische borstkolf</u>	5
• <u>Swing Flex – enkelzijdige elektrische borstkolf</u>	6
• <u>Swing Maxi – dubbelzijdige elektrische borstkolf</u>	7
• <u>Swing Maxi Flex – dubbelzijdige elektrische borstkolf</u>	8
• <u>Freestyle - dubbelzijdige elektrische borstkolf</u>	9
• <u>Freestyle Flex - dubbelzijdige elektrische borstkolf</u>	10
• <u>Nieuwe borstschilden</u>	11
• <u>Algemene accessoires en onderdelen</u>	12


Symphony afkolfsets Plus

persoonlijke set voor borstkolf in verhuur



Verkrijgbaar als enkele
of dubbele afkolfset

medela




Enkele set bevat alle onderdelen 1x
Dubbele afkolfset bevat alle onderdelen 2x

artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
008.0462	4102-208	PersonalFit Plus membraan, per 2 stuks verpakt
008.0464	4102-190	PersonalFit Plus kap, per 2 stuks verpakt
008.0463	4102-216	PersonalFit Plus slang, per 2 stuks verpakt

* Afkolfsets verkrijgbaar met 3 verschillende maten borstschild:

	artikelnr. enkele set	artikelnr. dubbele set
● S (21 mm)	008.0423	008.0430
● M (24 mm)	008.0424	008.0431
● L (27 mm)	008.0429	008.0436



3

Harmony™

enkelzijdige handkolf



medela



artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
800.0671	2486-389	Handgreep / hendel
800.0846	2907-707	Pen inclusief o-ring en diafragma
101036002	3789-781	2-componenten connector (Swing & Harmony)
101037027	3789-773	Harmony O-ring (per 5 stuks verpakt)
800.0727	2394-559	Vacuümset (2x vacuümklep en 6x wit membraan)

4

Swing™

enkelzijdige elektrische borstkolf




1x PersonalFit borstschild M (24 mm)

1x 2-componentenconnector


1x vacuümklep + 2x membraan

1x fles met deksel

1x flesstandaard



artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
101035752	3893-666	Swing slang
101036002	3789-781	2-componenten connector (Swing & Harmony)
099.0016	2485-084	Netroom adapter (4,8 Volt)
800.0841	2573-764	Inlegsponsje
800.0727	2394-559	Vacuümset (2x vacuümklep en 6x wit membraan)



1x inlegsponsje



1x netroomadapter



1x Swing slang

medela


5

Swing Flex™

enkelzijdige elektrische borstkolf



PersonalFit Flex borstschilden:
 ● 1 x 21 mm (artikel 101035239)
 ● 1 x 24 mm (artikel 101035240)



1x deksel

1x connectordeksel


1x PersonalFit Flex connector

1x membraan

1x fles

1x flesstandaard

artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
101034002	3774-452	Swing Flex slang
101034005	3774437	PersonalFit Flex Connector (incl. membraan) per 2 stuks verpakt
099.0016	2485-084	Netroomadapter (4,8 Volt)
800.0841	2573-764	Inlegsponsje



1x netroomadapter



1x Swing Flex slang

medela

6

Swing Maxi™

dubbelzijdige elektrische borstkolf




2x PersonalFit™
borstschild M (24 mm)


2x Freestyle/Swing Maxi
connector (inclusief membraan,
en transparante kap)

2x fles met deksel

2x flesstandaard



artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
099.0275	3225-042	Swing Maxi slang
101037703	2573-699	Connector met membraan (Freestyle & Swing Maxi) Netroomadapter (12 Volt) (Freestyle & Swing Maxi)
099.0271	2576-007	



1x netroomadapter

medela

7

Swing Maxi Flex™

dubbelzijdige elektrische borstkolf



PersonalFit Flex borstschilden:
● 2 x 21 mm (artikel 101035239)
● 2 x 24 mm (artikel 101035240)

2x deksel


2x connectordeksel

2x PersonalFit Flex
connector



2x membraan

2x fles

2x flesstandaard



artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
101034003	3774-460	Swing Maxi Flex slang NIEUW
101034005	3774437	PersonalFit Flex Connector (incl. membraan) per 2 stuks verpakt
099.0271	2576-007	Netroom adapter (12 Volt) (Freestyle & Swing Maxi)




1x
netroomadapter

medela


8

Freestyle™

dubbelzijdige elektrische borstkolf




artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
101036007	3899-903	Freestyle slang
101037703	2573-699	Connector met membraan (Freestyle & Swing Maxi)
200.1691	2573-723	Oplaadbare accu
099.0271	2576-007	Netstroomadapter (12 Volt) (Freestyle & Swing Maxi)
200.1756	2890-465	Koeltasje incl. voorgevormd koelelement en 4 moedermelkflesjes




Freestyle Flex™

dubbelzijdige elektrische borstkolf



artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
101038574	3774478	Freestyle Flex slang
101034005	3774437	PersonalFit Flex Connector (incl. membraan) per 2 stuks verpakt
101038440	4105102	Freestyle Flex Adapter incl. USB aansluiting
200.1756	2890-465	Koeltasje incl. voorgevormd koelelement en 4 moedermelkflesjes




Nieuwe standaard in borstschilden

PersonalFit™ Plus & PersonalFit™ Flex



PersonalFit™ Plus
voorzien in de Symphony
afkolfsets



PersonalFit™ Flex
voorzien bij de persoonlijke kolven en los
te bestellen, ook voor Symphony

medela

artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
101033953	3774-395	PersonalFit Flex borstschilden S (21 mm), per 2 stuks verpakt
101033964	3774-411	PersonalFit Flex borstschilden M (24 mm), per 2 stuks verpakt
101033992	3774-429	PersonalFit Flex borstschilden L (27 mm), per 2 stuks verpakt
101033997	3774-650	PersonalFit Flex borstschilden XL (30 mm), per 2 stuks verpakt
008.0457		PersonalFit PLUS borstschilden XXL (36 mm), per 2 stuks verpakt

Flex

Het PersonalFit™ Flex borstschild heeft additioneel een zachte, flexibele rand voor wat extra comfort. In 4 maten: S (21 mm) M (24 mm), L (27 mm) en XL (30mm)

Plus

Additioneel verkrijgbaar in XXL (36 mm)

11

Universele accessoires

Medela borstkolven



Klep compleet: 1 vacuümklep + 2 membranen: reserve-onderdelen voor ouder model Swing borstkolven voor Harmony. Zorgen voor vacuüm tijdens het kolven.



Ringdeksel: voor gebruik van reguliere speen op fles of afsluiten van de fles samen met de dekselinleg



Dekselinleg: afdekplaatje welk in de ringdeksel gelegd kan worden om flesje af te sluiten



Speenkap: beschermt de speen op een fles, houdt deze schoon tijdens bewaren en vervoeren



Flesstandaard: houder voor medela flessen, voorkomt omvallen

*persoonlijke kolven!
voor Symphony = 2486520*

medela

artikelnr	cnk-code	Reserve-onderdelen
800.0624	2373-355	Klep compleet
800.0627	2486-496	Ringdeksel
800.0628	2486-504	Dekselinleg
800.0629	2486-512	Speenkap
800.0630	2486-520	Flesstandaard enkel (niet voor Symphony)
800.0727	2394-559	Vacuümset (2x vacuümklep en 6x wit membraan)

12

Wisselstukken

Kolven

Borstschilden

De Flex-borstschilden passen op alle kolven van Medela. Zowel op de oude als nieuwe connectoren.

Swing (Flex)

Als de moeder de slang of connector van de "oude" Swing moet vervangen kan ze het volgende kopen:

Indien bij jullie op voorraad:

- slang "oude" Swing (cnk 3893-666)
- connector "oude Swing" (cnk 3789-791)

Indien niet op voorraad bij jullie: Hier dienen dan **beide** onderdelen **vervangen** te worden:

- Slang Swing Flex (cnk 3774-452)
- Connector Flex per 2 stuks verpakt (cnk 3774-437).

Swing Maxi (Flex)

Als de moeder de slang of connector van de "oude" Swing Maxi moet vervangen kan ze het volgende kopen:

Indien bij jullie op voorraad:

- slang "oude" Swing Maxi (cnk 3225-042)
- connector "oude Swing Maxi" (cnk 3789-791)

Indien niet op voorraad bij jullie: Hier dienen dan **beide** onderdelen **vervangen** te worden

- Slang Swing Maxi Flex (cnk 3774-460)
- Connector Flex per 2 stuks verpakt (cnk 3774-437).

Freestyle (Flex)

Bij de "oude" Freestyle kunnen de slang (cnk 3899-903) en connectoren (cnk 2573-699) **niet** vervangen worden door de Flex-variant. Dit omdat de Freestyle Flex ook een volledig vernieuwde motor heeft en de nieuwe onderdelen niet op de oude motor passen. Deze 'oude' onderdelen zijn beschikbaar bij Medela zolang de voorraad strekt.

Voor de **Freestyle Flex** zijn volgende onderdelen beschikbaar: Slang (cnk 3774-478) en Connectoren per 2 stuks verpakt (cnk 3774-437).

Overige onderdelen

Flesstandaard (cnk 2486-520)

Dit is het houdertje om een fles in te zetten zodat deze mooi recht blijft staan. Dit is niet de flessenhouder van de Symphony. De houder van Symphony kan besteld worden met cnk 9932-708.

Vacuümset (cnk 2394-559)

Dit zijn reserveonderdelen voor de "oude" Swing, "oude" Symphonyset en Harmony. Deze set bestaat uit 2 klephuizen (onderdeel dat onderaan de connector hangt) met 6 witte membranen die op het klephuis worden geplaatst.